

## Квик тестер

Для быстрого определения рН, общей щелочности и свободного хлора

1. Погрузите полоску полностью в воду на одну секунду и выньте подложкой вверх. Не стряхивайте капли воды.
2. Выдержите тест 15 секунд.
3. Сравните рН, щелочь и свободный хлор с цветовой таблицей на упаковке.

Первый показатель	- слишком низкое содержание
Второй и третий показатель	- нормальное содержание
Четвертый показатель	- высокое содержание
Пятый показатель	- очень высокое содержание

**ВАЖНО:** Держите упаковку плотно закрытой, защищайте от сырости, храните в прохладном, недоступном для детей месте.

**Не глотать.**

---

## Квик тестер

Для быстрого определения рН, общей щелочности и свободного хлора

4. Погрузите полоску полностью в воду на одну секунду и выньте подложкой вверх. Не стряхивайте капли воды.
5. Выдержите тест 15 секунд.
6. Сравните рН, щелочь и свободный хлор с цветовой таблицей на упаковке.

Первый показатель	- слишком низкое содержание
Второй и третий показатель	- нормальное содержание
Четвертый показатель	- высокое содержание
Пятый показатель	- очень высокое содержание

**ВАЖНО:** Держите упаковку плотно закрытой, защищайте от сырости, храните в прохладном, недоступном для детей месте.

**Не глотать.**